

Boston Skoliosis Night Brace

Skolioskorsett avsedd att användas på natten. Korsetten ska användas minst 7 timmar/natt. Modulen är tillverkad av 3 mm copolymer och finns i två olika utföranden. En med avtagbar polstring och en med permanent polstring. Korsetten skall användas tillsammans med linne. Band och spännen ingår.

Användningsområde

Denna produkt är avsedd för behandling av idiopatisk skolios enligt följande riktlinjer; Mindre kurvstorlek: Cirka 25° - 45° Cobb-vinkel; Skelett omogna (Riser 0-3); Apex upp till maximalt Th9; Dubbla kurvaturer kan behandlas men kräver högre kompetensnivå. Det viktiga elementet i behandlingen av dubbla kurvaturer är förmågan att identifiera de primära och sekundära krökarna. Vid behandling av en dubbel-kurvatur bör den primära vara den Thorakala. Om det är den Lumbala kröken som är den primära kontakta oss för vidare rådgivning.



Art.nr.	Modell	Typ
29722	Färdigställd	Måttbeställd
29723	Ej färdigställd	Måttbeställd