

ShearBan®

ShearBan® är ett självhäftande PTFE-material utvecklat för att reducera friktionskrafterna i ortos och proteskonstruktioner. ShearBan gör att friktionskoefficienten kan minskas på områden där risken för hudirritation, sårbildning o.s.v. är stor. ShearBan materialet är konstruerat för anpassad trimning och placering på skor, innersulor, ortoser och proteshylsor. Materialet appliceras på produkten och inte mot huden. ShearBan täcklappar är användbart som täckmaterial över skruvar, nitar eller andra områden där material sammanfogats eller har ojämnheter. Täcklapparna finns i två storlekar och i Beige eller Svart. Plattorna finns enbart i klarblå färg. Produkten är testad för de specifika användningsområdena.



Användningsområde

ShearBan materialet är konstruerat för anpassad trimning och placering på skor, innersulor, ortoser och proteshylsor.

Art.nr.	Storlek	Färg	Förp.
384980000	24 mm	Beige	84/fp
384990000	24 mm	Svart	84/fp
385020000	19 mm	Beige	138/fp
385030000	19 mm	Svart	138/fp
385000000	203 mm x 305 mm	Blå	5 ark
385010000	203 mm x 305 mm	Blå	1 styck
385080000	203 mm x 305 mm	Beige	5 ark
385070000	203 mm x 305 mm	Svart	5 ark