

Ankelled i polyuretan

Polyuretanled för tillverkning av termoplastortoser. Ankelleder finns i två olika utföranden. Den dorsalflekterade modellen finns i ett flertal olika storlekar och hårdheter. Högre hårdhet ger starkare dorsalflexion.



Art.nr.	Modell	Storlek	Förp.
627750011	Flexibel ankelled	Barn	1 par
627750013	Flexibel ankelled	Vuxen	1 par
627760111	Dorsiflex ankelled	Barn Silver 0,5 kg	1 par
627760211	Dorsiflex ankelled	Barn Transparent 1 kg	1 par
627760311	Dorsiflex ankelled	Barn Guld 1,5 kg	1 par
627760113	Dorsiflex ankelled	Vuxen Silver 0,5 kg	1 par
627760213	Dorsiflex ankelled	Vuxen Transparent 1 kg	1 par
627760313	Dorsiflex ankelled	Vuxen Guld 1,5 kg	1 par