

Tamarack

Självvriktande led i två olika utföranden: Flexure - rak och Flexure med Dorsiflexion Assist - böjd. Tillverkad av polyuretan med en förstärkt kärna som minskar töjning av materialet. Tamarackleden finns i tre hårdheter, 75, 85 och 95, varav 95 ger mer lyft.

Användningsområde

Ortosapplikationer som armbåge, handled, barn-knäortoser samt ankel-fotortoser.



Art.nr.	Modell	Storlek	Förp.
627300010	Flexure rak svart	Barn	1 par
627300012	Flexure rak svart	Medium	1 par
627300013	Flexure rak svart	Large	1 par
627327510	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Barn 75	1 par
627327512	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Medium 75	1 par
627327513	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Large 75	1 par
627328510	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Barn 85	1 par
627328512	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Medium 85	1 par
627328513	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Large 85	1 par
627329510	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Barn 95	1 par
627329512	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Medium 95	1 par
627329513	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Large 95	1 par
627400010	Flexure rak transparent	Barn	1 par
627400012	Flexure rak transparent	Medium	1 par
627400013	Flexure rak transparent	Large	1 par
627427510	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Barn 75	1 par
627427512	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Medium 75	1 par
627427513	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Large 75	1 par
627428510	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Barn 85	1 par
627428512	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Medium 85	1 par
627428513	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Large 85	1 par
627429510	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Barn 95	1 par
627429512	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Medium 95	1 par
627429513	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Large 95	1 par
627410010	Dummy	Barn	1 par
627410012	Dummy	Medium	1 par
627410013	Dummy	Large	1 par
627480010	Hållare för extern montering	Barn	1 par
627480012	Hållare för extern montering	Medium	1 par
627480013	Hållare för extern montering	Large	1 par