

Camber Axis

Extra stark ankelled av rostfritt stål för krävande applikationer. Rörelseomfånget ställs enkelt in i plantar- eller dorsalflexion med hjälp av justeringsplattor. Dessa finns i olika färger för olika omfång.

- Silver= 0°. Låst.
- Röd= 5°. Låst i plantar- eller dorsalflexion.
- Blå= 10°. Låst i plantar- eller dorsalflexion.
- Lila= 15°. Låst i plantar- eller dorsalflexion.
- Grön= 0°-30°. Begränsat rörelseomfång i plantar- eller dorsalflexion.
- Svart= 5°-10°. Begränsat rörelseomfång i plantar- eller dorsalflexion.
- Gul= 7,5°-10°. Begränsat rörelseomfång i plantar- eller dorsalflexion.



Art.nr.	Storlek	Förp.	Vikt
627500011	Small	1 par	36-45 kg
627500012	Medium	1 par	upp till 72 kg
627500013	Large	1 par	upp till 99 kg