

Ankelled dubbel kompakt

En ankelled som levereras med en sprint i den främre kanalen och en fjäder i den bakre kanalen för att tillåta normal gång och initial kontakt såväl som att ge maximal kontroll och stabilitet av knä och höft. Ankelled Dubbel Kompakt är avsedd för både lättare vuxna- och barnpatienter. Extra sprintar och fjädrar ingår.



Art.nr.	Modell	Storlek	Material
627240000	Ankelled MED proximal skena	En storlek	Rostfritt stål
627250000	Ankelled MED proximal skena	En storlek	Aluminium
627260000	Ankelled UTAN proximal skena	En storlek	Rostfritt stål
627270000	Ankelled UTAN proximal skena	En storlek	Aluminium