

Slim Line Double Action ankelled

Ankelled som enkelt kan ställas i önskad plantar-dorsal flexion. Leden har ett rakt infäste för skenan. Används med fördel tillsammans med "Knäled stegvis låsbar" och "Knäled med bygellås" som ingår i modulsystemet för helbensortoser samt till SafetyStride och FullStride. Leden finns i både rostfritt stål och aluminiumutförande.



Art.nr.	Modell	Storlek	Material	Passar till skenor
627780019	Ankelled Double Action AL	En storlek	Aluminium	19 mm
627770019	Ankelled Double Action RS	En storlek	Rostfritt stål	19 mm
627780016	Ankelled Double Action AL	En storlek	Aluminium	16 mm
627770016	Ankelled Double Action RS	En storlek	Rostfritt stål	16 mm