

Triple Action® ankelled 2.0 vuxen

En led designad för att ge en optimal grad av justering och för att tillgodose de biomekaniska kraven. Inriktning, R.O.M. (rörelseomfång) och motstånd plantart och/eller dorsalt, justeras helt oberoende av varandra, vilket ger en unik möjlighet att tillgodose kravet på finjustering genom gångcyklens olika faser.

De kraftiga fjädrarna och den smidiga inställningen gör det enklare att möta patientens behov genom hela rehabiliteringsfasen. Leden har fjädrar som klarar ett högt vridmoment och tre enkla inställningar säkerställer önskad funktion.

Triple Action-leden underlättar effektiv behandling vid olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador. Tillverkad av rostfritt stål för god hållbarhet och säkerhet. Triple Action 2.0 Vuxen passar till 19 mm skenor.

Användningsområde

Avsedd att användas vid behandling av olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador.
Unilateral MAX 100 kg, Bilateral MAX 110 kg.

Kontraindikation



Art.nr.	Modell	Vä/Hö
626900000	Ankelled utan booster	Vänster lateral/höger medial
626910000	Ankelled utan booster	Höger lateral/vänster medial
626920000	Ankelled med plantar booster	Vänster lateral/höger medial
626930000	Ankelled med plantar booster	Höger lateral/vänster medial
626951000	Distal skena lateral	Vänster
626952000	Distal skena lateral	Höger
626961000	Distal skena medial	Vänster
626962000	Distal skena medial	Höger
626971000	Distal Y-skena	Vänster
626972000	Distal Y-skena	Höger
626980000	Distal rak skena	Bilateral
626990000	Camber Axis Gångjärnsled	Bilateral
626940000	Verktyskit för tillverkning	-
627200000	Kombinationsnyckel Vuxen	-