

MultiMotion 2.5 höftabduktionsortos

Ledsystemet är avsett för behandling av korrigerbara kontrakturer i höftleden hos barn. Systemet består av två komponenter, den korrigerande leden (kallas: modular joint) och abduktionsskenorna. Komponenterna monteras på en individuellt tillverkad ortos. Ortosen positionerar barnets ben i ett korrekt läge samt stabiliserar höftleden. Adduktormuskulerna sträcks ut genom långsam töjning. Lederna kan låsas och låsas upp i önskat läge. Justerbart flexion- och extensionsstopp: Large 15° intervall, Medium 12° intervall.



Användningsområde

Spastisk diplegi, spastisk tetraplegi, spastisk triplegi, kongenital sublaxation av höftleden.

Mått

Val 1: Ledens maximala rotationsmoment Val 2: Ledhusets diameter Val 3: Ledens vikt

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Ålder	Mått 3
697210000	MultiMotion Abduktionsskena	Small	< 105 cm	-	-	-
697200000	MultiMotion Abduktionsskena	Regular	> 105 cm	-	-	-
691730000	MultiMotion Modular	Medium	3,4 Nm	35 mm	< 4 år	100g
691740000	MultiMotion Modular	Large	10,2 Nm	53 mm	> 4 år	245g