

MultiStatic behandlingsled

MultiStatic behandlingsled är avsedd att användas för behandling av korrigerbara kontrakturer, både hos vuxna och barn. Leden möjliggör snabb, effektiv och adekvat statisk behandling av kontrakturer. Leden arbetar efter HLBS-principer (High Load Brief Stretch). Vinkeln för leden sätts av en excentrisk axel. MultiStatic-leden är avsedd att användas för ortoser som inte är viktbärande. Vi rekommenderar att kombinera MultiStatic-leden tillsammans med en FreeMotion led på den motsatta sidan för att säkerställa vridstyvhet och rotation av ortosen. Leden kan användas både till flexion och extension. Fri inställning mellan + 120 ° till -120°. Fungerar Bilateralt. Leden är tillverkad i rostfritt stål.



Användningsområde

Behandling av korrigerbara kontrakturer, hos vuxna och barn.

Art.nr.	Storlek	Längd	Diameter	Bredd	Höjd	Vikt
696890000	X-Small	100 mm	11 mm	9 mm	6,5 mm	-
696900000	Small	400 mm	19 mm	12 mm	8,5 mm	83 g
696910000	Medium	400 mm	25 mm	16 mm	9,5 mm	121 g
696920000	Large	400 mm	30 mm	19 mm	10,5 mm	151 g