

FreeMotion

Denna fria, öppna led används tillsammans med Multimotion (MM) Modular- och Multistatic behandlingsleder för att säkerställa vridstyvheten i ortosen och ge bästa funktion. Tillverkad av rostfritt stål.



Art.nr.	Modell	Längd	Diameter	Bredd	Höjd	Vikt
696970000	FreeMotion Modular Small	93 mm	18 mm	12 mm	11 mm	40 g
696980000	FreeMotion Modular T-bar Small	97 mm	18 mm	12 mm	11 mm	72 g
696950000	FreeMotion Integrated Small	400 mm	18 mm	12 mm	11 mm	102 g
696990000	FreeMotion Integrerad T-Bar Small	250 mm	18 mm	12 mm	11 mm	106 g
697000000	FreeMotion Modular Medium	97 mm	22 mm	16 mm	11 mm	52 g
697030000	FreeMotion Modular T-bar Medium	105 mm	22 mm	16 mm	11 mm	88 g
696960000	FreeMotion Integrated Medium	400 mm	22 mm	16 mm	11 mm	140 g
697040000	FreeMotion Integrerad T-Bar Medium	260 mm	22 mm	16 mm	11 mm	134 g