


Monodos

Monodos är en led av rostfritt stål som utvecklats för behandling av dynamiska kontrakturer. Leden medger rörlighet i en riktning och blockerar rörelsen helt i motsatt riktning. Avsedd för övre och nedre extremiteter i flexion och extension. Leden har en enkel öppningsmekanism.

Användningsområde

Behandling av dynamiska kontrakturer.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Förp.
627800011	Small	Bilateral	1 styck
627800012	Medium	Bilateral	1 styck
627800013	Large	Bilateral	1 par