

Knäled stegvis låsbar

En stegvis låsbar knäled som hjälper patienten att nå full knästräckning och knästabilitet genom den stegvisa knäflexionen. Dessa komponenter från Becker Orthopedic ingår i ett modulsystem avsedda att tillverka helbensortoser. De modula knälederna finns i rostfritt stål och aluminiumutförande. Skenorna, som ingår, är rundade i överkant och raka i nederkant. Den långa vinklade låsbygeln är lätt att anpassa efter patientens behov då den kan kortas och formas individuellt.

Mått

Passar till skenor 19 mm.



Art.nr.	Modell	Storlek	Material
628520019	Stegvis låsbar knäled	19 mm	Aluminium
628530019	Stegvis låsbar knäled	19 mm	Rostfritt stål