

Låsknäled med bygellås

Ett låsknä som automatiskt aktiveras ner leden när full sträckning. Dessa komponenter från Becker Orthopedic ingår i ett modulsystem avsedda att tillverka helbensortoser. Designen ökar tillverkningsmöjligheterna och underlättar underhållet av ortosen. Den långa vinklade låsbygeln är lätt att anpassa efter patientens behov då den kan kortas och formas individuellt. De modula knälederna finns i två storlekar samt i rostfritt stål- och aluminiumutförande. Skenorna, som ingår, är rundade i överkant och raka i nederkant. Även vajrar ingår. Låsknäet levereras även med en främre dragkabel som tillåter patienten att låsa upp leden.



Art.nr.	Modell	Storlek	Material
628500019	Låsknäled AL	19 mm	Aluminium
628510019	Låsknäled RS	19 mm	Rostfritt stål
628500016	Låsknäled AL	16 mm	Aluminium
628510016	Låsknäled RS	16 mm	Rostfritt stål