

SureStep HEKO knäled

Surestep HEKO är en led för tillverkning av en funktionell översträckningsortos för mindre barn. HEKO-leden motverkar hyperextension i knäet genom att begränsa knärörelsen utan att påverka knäets normala funktion. Traditionellt har hyperextension kontrollerats genom att begränsa plantarflexionsrörligheten i ankeln. Detta i sig begränsar den normala gången, minskar barnets möjlighet till normal gångfunktion och aktivitet. HEKO tillåter barnet att gå, springa, sitta på huk och hoppa. Leden har full ROM från 0° till 135°. Den 4-axlade leden ger full ROM då den efterliknar den anatomiska rörelsen i ett knä. Den har en låg vikt samt låg profil och kan med fördel användas under kläder. Den är lätt att ta på och av.



Användningsområde

Lokal kontroll av hyperextension, varus och valgus i knäet.

Mått

Mått 1: Bredd x tjocklek skena

Mått 2: Skenans längd från centrum av ledhuset

Mått 3: Ledhusets längd

Art.nr.	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
626500011	Small	10 x 2 mm	135 mm	35 mm
626500013	Large	12 x 3 mm	185 mm	45 mm