

Load Response knäled

Load Response ger stötdämpning och tillåter 18° knäflexion i ståfasen. En belastad spiralfjäder bibehåller knäledens stabilitet genom att stå emot ytterligare knäflexion. Load Response finns att få med skenor av aluminium, rostfritt stål eller titan.

Användningsområde

Total M. Quadricepsbortfall isolerat eller i kombination med svaghet i höftmuskulaturen. Patientvikt min. 50 kg. max. 86 kg.



Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Material
628201000	Load Response knäled komplett	Vänster	Aluminium
628211000	Load Response knäled komplett	Vänster	Rostfritt stål
628221000	Load Response knäled komplett	Vänster	Titan
628230000	Urethane band	-	-
628280000	Parallellverktyg	-	-
628291000	Upplåsningsskit	Vänster	-
93220	Demoortos för utlåning	-	-
628202000	Load Response knäled komplett	Höger	Aluminium
628212000	Load Response knäled komplett	Höger	Rostfritt stål
628222000	Load Response knäled komplett	Höger	Titan
628292000	Upplåsningsskit	Höger	-