

GX-Knee knäled

GX-Knee är en knäled avsedd att hjälpa till med knäextension under svingfasen. En gasfjäder används för att hjälpa knäet till full extension vid hälisättning. Gasfjädersn finns i två olika hårdheter, 125N som standard samt 175N för högaktiva patienter.

Användningsområde

Isolerad Quadriceps svaghet, svaghet i Quadriceps i kombination med fot- och ankelproblem, svaghet i Quadriceps med sidoinstabilitet i knäleden. Patientvikt max 100 kg.

Kontraindikation

Svag höftmuskulatur.



Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Material	Hårdhet
628301125	GX-Knee ungdom	Vänster	Aluminium	125N
628301175	GX-Knee ungdom	Vänster	Aluminium	175N
628302125	GX-Knee ungdom	Höger	Aluminium	125N
628302175	GX-Knee ungdom	Höger	Aluminium	175N
628311125	GX-Knee ungdom	Vänster	Rostfritt stål	125N
628311175	GX-Knee ungdom	Vänster	Rostfritt stål	175N
628312125	GX-Knee ungdom	Höger	Rostfritt stål	125N
628312175	GX-Knee ungdom	Höger	Rostfritt stål	175N
628321125	GX-Knee vuxen	Vänster	Aluminium	125N
628321175	GX-Knee vuxen	Vänster	Aluminium	175N
628322125	GX-Knee vuxen	Höger	Aluminium	125N
628322175	GX-Knee vuxen	Höger	Aluminium	175N
628331125	GX-Knee vuxen	Vänster	Rostfritt stål	125N
628331175	GX-Knee vuxen	Vänster	Rostfritt stål	175N
628332125	GX-Knee vuxen	Höger	Rostfritt stål	125N
628332175	GX-Knee vuxen	Höger	Rostfritt stål	175N