

FullStride™ knäled

FullStride™ knäled ger mekanisk knäkontroll genom ett kabelsystem. Leden låser vid full extension, samt låser upp automatiskt vid slutet av ståfasen. Fullstride ger maximal kontroll av varus/valgus instabilitet och hyperextension i knäleden. FullStride är utbytbar mot SafetyStride. Passar tillsammans med de flesta ankelleder. Genom att skifta lederna från medialt till lateralt och vice versa kan man få ett låst knä.

Användningsområde

M. Quadriceps svaghet, MS, Stroke, skada på femoralisnerven och/eller inkomplett ryggmärgsskada, inklusionskroppsmysit.

Kontraindikation

Patientvikt > 100kg, spasticitet i höft, knä eller ankelmuskulatur, betydande benlängdsskillnad där den skadade sidan är kortare, extensionskontraktur i knäleden.



Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Material
628370000	FullStride AL	Bilateral	Aluminium
628380000	FullStride RS	Bilateral	Rostfritt stål
93240	FullStride demoortos för utlåning	Bilateral	-
93250	PreSTRIDE provortos för utlåning.	Vänster	Ortosen går att justera/anpassa
93251	PreSTRIDE provortos för utlåning.	Höger	Ortosen går att justera/anpassa