

SafetyStride™ knäled

SafetyStride knäled ger knäflexions-kontroll genom ett mekaniskt kabelsystem. Leden behöver inte full knäextension för att låsa under ståfasen, utan låser oavsett vinkel. En låstapp aktiveras inne i knäleden under svingfasen för att säkerställa stabilitet, samt låser upp automatiskt vid slutet av stödfasen. SafetyStride är utbytbar mot FullStride. Passar tillsammans med de flesta ankelleder.

Användningsområde

M. Quadriceps svaghet, MS, Stroke, skada på femoralisnerven och/eller inkomplett ryggmärgsskada, inklusionskroppsmyosit.

Kontraindikation

Patientvikt > 100kg, spasticitet i höft, knä eller ankelmuskulatur, betydande benlängdsskillnad där den skadade sidan är kortare.



Art.nr.	Modell	Vä/Hö
628351000	SafetyStride, Aluminium	Vänster
628352000	SafetyStride, Aluminium	Höger
628361000	SafetyStride, Rostfritt stål	Vänster
628362000	SafetyStride, Rostfritt stål	Höger
93230	SafetyStride, demoortos för utlåning	Höger
93231	SafetyStride, demoortos för utlåning	Vänster
93250	PreStride provortos för utlåning. Ortosen går att justera/anpassa.	Vänster
93251	PreStride provortos för utlåning. Ortosen går att justera/anpassa.	Höger