

Triple Action® ankelled för barn

En ankelled utvecklad för barn. Ledens unika fjädringssystem gör den extra hållbar även för de mest aktiva barnen. Enkel Anpassning och inriktning direkt på patienten. Justera i gångcykeln där det behövs. Välj mellan olika fjädringsalternativ. Komponenterna som har en hög materialstyvhet ger funktion genom hela gångcykeln och exceptionell prestanda. Triple Action för barn passar till 13 mm skenor.

Användningsområde

Vid behandling av olika funktionsnedsättning i samband med neurologiska skador. Crouch Gång, Plantarflexions-kontrakturer, Quadriceps svaghet, Spasticitet och som tillägg vid Botox®-behandling, postoperativ immobilisering vid akillesförlängning eller mobilisering av den spastiska fotleden.n. Unilateral MAX 40 kg, Bilateral MAX 50 kg.

Kontraindikation

Vid led med monolateral konstruktion (led enbart på lateralsidan) skall inte TripleAction Pediatric väljas. Önskas monolateral konstruktion välj TripleAction Ankelled Mellan.



Art.nr.	Modell	Vä/Hö
627070000	Ankelled utan booster	Bilateral
626700000	Ankelled med en booster	Plantar Booster=Vänster medial/Höger lateral eller Dorsal Booster=Vänster lateral/Höger medial
626710000	Ankelled med en booster	Dorsal Booster=Vänster medial/Höger lateral eller Plantar Booster=Vänster lateral/Höger medial
626720000	Ankelled med plantar och dorsal booster	Bilateral
626730000	Distal skena lateral	Bilateral
626741000	Distal skena medial	Vänster
626742000	Distal skena medial	Höger
626750000	Distal Y-skena lång	Bilateral
626760000	Distal rak skena	Bilateral
627090000	Verktyskit för tillverkning	-
627220000	Kombinationsnyckel Barn	-