

# X-LITE® PLUS rulle

X-LITE® PLUS rullar har en mjuk ovansida som ger ett mjukt och bekvämt gips för patienten. X-LITE®PLUS är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® PLUS rullarna har ingen skyddsfilm mellan lagren, så materialet appliceras snabbt och enkelt på patienten. Välj mellan fem färger; vit, röd, blå, svart och hot pink

Användningsområde  
Cirkulär gips



| Art.nr.   | Färg     | Längd | Bredd  | Förp./Rulle |
|-----------|----------|-------|--------|-------------|
| 647010000 | Vit      | 1,8 m | 25 mm  | 5           |
| 647020000 | Vit      | 1,8 m | 50 mm  | 20          |
| 647030000 | Vit      | 1,8 m | 75 mm  | 20          |
| 647040000 | Vit      | 1,8 m | 100 mm | 10          |
| 647060000 | Vit      | 1,8 m | 125 mm | 10          |
| 647070000 | Vit      | 1,8 m | 150 mm | 10          |
| 647110000 | Röd      | 1,8 m | 25 mm  | 5           |
| 647120000 | Röd      | 1,8 m | 50 mm  | 20          |
| 647130000 | Röd      | 1,8 m | 75 mm  | 20          |
| 647140000 | Röd      | 1,8 m | 100 mm | 10          |
| 647160000 | Röd      | 1,8 m | 125 mm | 10          |
| 647170000 | Röd      | 1,8 m | 150 mm | 10          |
| 647210000 | Blå      | 1,8 m | 25 mm  | 5           |
| 647220000 | Blå      | 1,8 m | 50 mm  | 20          |
| 647230000 | Blå      | 1,8 m | 75 mm  | 20          |
| 647240000 | Blå      | 1,8 m | 100 mm | 10          |
| 647260000 | Blå      | 1,8 m | 125 mm | 10          |
| 647270000 | Blå      | 1,8 m | 150 mm | 10          |
| 647310000 | Svart    | 1,8 m | 25 mm  | 5           |
| 647320000 | Svart    | 1,8 m | 50 mm  | 20          |
| 647330000 | Svart    | 1,8 m | 75 mm  | 20          |
| 647340000 | Svart    | 1,8 m | 100 mm | 10          |
| 647360000 | Svart    | 1,8 m | 125 mm | 10          |
| 647370000 | Svart    | 1,8 m | 150 mm | 10          |
| 647410000 | Hot Pink | 1,8 m | 25 mm  | 5           |
| 647420000 | Hot Pink | 1,8 m | 50 mm  | 20          |
| 647430000 | Hot Pink | 1,8 m | 75 mm  | 20          |
| 647440000 | Hot Pink | 1,8 m | 100 mm | 10          |
| 647460000 | Hot Pink | 1,8 m | 125 mm | 10          |
| 647470000 | Hot Pink | 1,8 m | 150 mm | 10          |