

X-LITE® Classic ark och dispenser

X-LITE® Classic är det mest stabila materialet. Den öppna strukturen gör materialet luftigt och låter huden andas. Classic är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE Classic finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd. Materialet finns i tre olika färger – vit, antracit och blå.



Användningsområde

Gipsskenor, ortoser och avtagbara skenor

Art.nr.	Färg	Längd	Bredd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
642500000	Vit	10 m	75 mm	1	Dispenser
643070000	Vit	900 mm	300 mm	10	Ark
642510000	Vit	10 m	100 mm	1	Dispenser
642790000	Vit	500 mm	50 mm	50	Ark
642520000	Vit	10 m	150 mm	1	Dispenser
642930003	Vit	375 mm	75 mm	15	Ark
642530000	Vit	10 m	200 mm	1	Dispenser
642940004	Vit	375 mm	100 mm	15	Ark
642540000	Vit	10 m	125 mm	1	Dispenser
642950005	Vit	375 mm	125 mm	15	Ark
642960006	Vit	375 mm	150 mm	15	Ark
642970006	Vit	900 mm	150 mm	15	Ark
642920008	Vit	900 mm	200 mm	15	Ark
642550000	Antracit	10 m	150 mm	1	Dispenser
642560000	Royal Blue	10 m	150 mm	1	Dispenser