

# X-LITE® Premium ark och dispenser

X-LITE® Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det inte lika stabilt som övriga X-LITE material. Däremot är det enklare att forma perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter och barn. X-LITE® Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. Materialet finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd.



## Användningsområde

Gipsskenor, ortoser och avtagbara skenor. För ökad stabilitet kan ett extra lager appliceras.

| Art.nr.   | Färg  | Längd  | Bredd  | Antal/Förp | Ark/Dispenser |
|-----------|-------|--------|--------|------------|---------------|
| 642260000 | Beige | 10 m   | 100 mm | 1          | Dispenser     |
| 642270000 | Beige | 10 m   | 150 mm | 1          | Dispenser     |
| 642280000 | Beige | 10 m   | 200 mm | 1          | Dispenser     |
| 642170004 | Beige | 375 mm | 100 mm | 10         | Ark           |
| 642190006 | Beige | 375 mm | 150 mm | 10         | Ark           |