

X-LITE® Premium ark och dispenser

X-LITE® Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det inte lika stabilt som övriga X-LITE material. Däremot är det enklare att forma perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter och barn. X-LITE® Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. Materialet finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd.

Användningsområde

Gipsskenor, ortoser och avtagbara skenor. För ökad stabilitet kan ett extra lager appliceras.



Art.nr.	Färg	Längd	Bredd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
642260000	Beige	10 m	100 mm	1	Dispenser
642270000	Beige	10 m	150 mm	1	Dispenser
642280000	Beige	10 m	200 mm	1	Dispenser
642170004	Beige	375 mm	100 mm	10	Ark
642190006	Beige	375 mm	150 mm	10	Ark