

X-LITE® Classic rulle

X-LITE® Classic är det mest stabila materialet. Den öppna strukturen gör materialet luftigt och låter huden andas. X-LITE® Classic är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE® material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® Classic rullar har en skyddsfilm mellan lagren som avlägsnas under cirkuleringen.

Välj mellan tre färger; vit, antracit och Kungsblå.

Användningsområde

Cirkulärgips.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
641360000	Antracit	1,8 m	5 rullar	75 mm
641680000	Antracit	1,8 m	2 rullar	150 mm
641690000	Royal Blue	1,8 m	2 rullar	150 mm
641030002	Vit	1,8 m	20 rullar	50 mm
641330003	Vit	1,8 m	20 rullar	75 mm
641430004	Vit	1,8 m	10 rullar	100 mm
641530005	Vit	1,8 m	10 rullar	125 mm
641630006	Vit	1,8 m	10 rullar	150 mm