

X-LITE® Premium rulle

X-LITE® Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det inte lika stabilt som övriga X-LITE material. Däremot är det enklare att forma perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter och barn. X-LITE® Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® Premium rullar har en skyddsfilm mellan lagren som avlägsnas under cirkuleringen.

Användningsområde

Cirkulärgips. För ökad stabilitet kan ett extra lager appliceras.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
642050002	Vit	1,8 m	5 rullar	50 mm
642070003	Vit	1,8 m	5 rullar	75 mm
642090004	Vit	1,8 m	5 rullar	100 mm
642100005	Vit	1,8 m	5 rullar	125 mm