

Aquaplast™ Original

Aquaplast™ har en bas av polycaprolakton som skapar en balans mellan materialets formbarhet och stretchmotstånd. Detta ger mer kontroll över hur mycket materialet sträcker sig under tillverkning av ortoser. Till skillnad från Aquaplast-T™ har Aquaplast™ ingen skyddande ytbeläggning och fäster omedelbart utan ytpreparering. Aquaplast™ är ett mångsidigt material för såväl detaljerade som medelstora till stora ortoser.

Med hjälp av 100 procent minne kan Aquaplast™ värmas upp och omformas upprepade gånger. Materialet blir genomskinligt när det är mjukt, vilket gör det enklare att identifiera punkter för positionering och tryckpunkter för maximal komfort. Aquaplast™ är gift-och latexfri. Produkten är röntgengensläpplig.

Användningsområde

Bas till dynamiska och statiska ortoser, tum-, finger- och handledsortoser, 3,2 mm även till arm- och benortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
501210000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
501220000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501230000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
501240000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
501250000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%