

Aquaplast™ Prodrape™ - T

ProDrape™ är det mest formbara materialet i Aquaplast™-familjen. Det sträcker sig lätt med utmärkt följsamhet och anpassar sig väl till konturer. Materialet lämpar sig för patienter med smärta eller irritation i lederna, där skonsammare hantering och detaljer behövs. ProDrape™ har liksom Aquaplast-T™ en vattenbaserad ytbeläggning som förhindrar oavsiktlig vidhäftning. Med ett litet stretchmotstånd och ytterligare anpassningsförmåga är den idealisk för hand-, finger-, tum- och barnortoser. Med hjälp av 100 procent minne kan ProDrape™ värmas upp och omformas upprepade gånger. Materialet blir genomskinligt när det är mjukt, vilket gör det enklare att identifiera punkter för positionering och tryckpunkter för att ge maximal komfort för patienten. ProDrape™ är gift-och latexfri. Produkten är röntgengensläpplig.

Användningsområde

Akut trauma, smärta och ledirritationer, tum-, finger- hand- och handledsortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
501650000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
501660000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv