

Aquaplast™ Watercolors™

Aquaplast™ Watercolors™ har samma egenskaper som Aquaplast-T™. Materialet finns i många olika färger, tjocklekar och perforeringar, och passar till ett stort urval av ortoser. Detta ger patient och terapeut stor valfrihet. Materialet har en bas av polycaprolakton vilket ger en bra balans mellan formbarhet och stretchmotstånd. Detta bidrar till bättre kontroll över hur mycket materialet sträcker sig under tillverkning av ortoser. Som övriga material i Aquaplast™ familjen har Watercolors 100% minne och de ljusare färgerna blir genomskinliga vid uppvärmning. Aquaplast™ Watercolors™ har en vattenbaserad ytbehandling som förhindrar oavsiktlig vidhäftning och har en lägre grad av klubbighet. Aquaplast är giftfri, latexfri och röntgengenomsläppligt.

Användningsområde

Barnortoser, bas till dynamiska och statiska tum-, finger- och handledsortoser. 3,2 mm även till arm- och benortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
501440000	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501480000	Röd	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
503020000	Marinblå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
503180000	Marinblå	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
503190000	Lavendel	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
502980000	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
502990000	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
501450000	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
501460000	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
501470000	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
503340000	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraparf. 13%
501400000	Klarblå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501430000	Klarblå	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
501410000	Klarblå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
501420000	Klarblå	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
503330000	Klarblå	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraparf. 13%
503290000	Klarblå	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
503210000	Marinblå	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
503080000	Marinblå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
503090000	Lavendel	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
503220000	Lavendel	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
503430000	Lavendel	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraparf. 13%
501540000	Lila	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
501550000	Lila	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
503130000	Lila	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
503360000	Lila	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraparf. 13%
501520000	Lila	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501530000	Lila	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
501640000	Limegrön	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
503070000	Limegrön	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
503170000	Limegrön	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
503400000	Limegrön	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraparf. 13%
503040000	Rosa	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
503000000	Rosa	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
503140000	Rosa	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
503370000	Rosa	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraparf. 13%
501490000	Röd	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
501500000	Röd	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
501510000	Röd	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
501390000	Röd	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
503350000	Röd	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraparf. 13%
501560000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501570000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
501580000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
501590000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
501600000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
501610000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
503410000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraparf. 13%
503230000	Blå Metallic	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
503440000	Blå Metallic	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
503590000	Blå Metallic	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Ultraparf. 13%

503480000	Blå Metallic	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%
503250000	Silver	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
503460000	Silver	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
503490000	Silver	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%
503120000	Silver	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Ultraperf. 13%