

Polyform™ och Polyform™ light

Polyform är mycket följsamt och har lågt stretchmotstånd, men erbjuder samtidigt exceptionell rigiditet och stadga. Som det starkaste och mest följsamma ortosmaterialet från Rolyan skapar det en naturlig drapering och är lätt att forma. I uppvärmt tillstånd blir materialet naturlig följsamt vilket underlättar anpassning till konturer och ojämna ytor. Detta kan utföras med lätt applicerat tryck. Materialet är följsamt vilket är viktigt vid applicering på patienter med till exempel ledsmärta, där extra försiktighet och detaljer är nödvändigt.

Polyform har en vattenbaserad ytbeläggning som förhindrar oavsiktlig vidhäftning. Materialet kan värmas upp och omformas upprepade gånger men när materialet är sträckt kommer det inte att återgå till sin ursprungliga form. Polyform är gift- och latexfri. Materialet är röntgengenomsläppligt.

Användningsområde

Akut trauma, smärta och ledirritationer, tum-, finger- och handledsortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
501000000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501010000	Vit	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501020000	Vit	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Massiv
501030000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501070000	Vit	460 mm	4 ark	310 mm	1,6 mm	Massiv