

Polyflex II™

Polyflex II™ är ett polycaprolacton baserad ortosmaterial som erbjuder en kombination av hög formbarhet och ett lågt stretchmotstånd. Polyflex II™ har hög följsamhet och är lätt att forma. Detta gör Polyflex II™ till ett utmärkt val vid tillverkning av ortoser som kräver exakt passform. Även om materialet har ett lågt stretchmotstånd blir slutprodukten stadig och flexibel efter nedkylning.

Polyflex II™ har en vattenbaserad ytbeläggning, som motverkar oavsiktlig vidhäftning. Materialet kan värmas upp och omformas upprepade gånger men när materialet töjs kommer det inte att återgå till sin ursprungliga form. Polyflex är gift- och latexfri.

Materialet är röntgengensläppligt.

Användningsområde

Akut trauma, smärta och ledirritationer, tum-, finger- hand- och handledsortoser, bas till dynamiska ortoser och ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
501090000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
501100000	Vit	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501110000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501130000	Vit	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501140000	Vit	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501150000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf. 1%