

TailorSplint™

TailorSplint™ har en perfekt balans mellan formbarhet och stretchmotstånd. Detta gör materialet till det mest mångsidiga och populära av Rolyans ortosmaterial. Det måttliga stretchmotståndet tillåter att plasten kan bearbetas lite hårdare samtidigt som god kontroll bibehålls. Dessa egenskaper gör TailorSplint™ till en allsidig plast som täcker ett brett behov och kan användas till många olika ortoser. När TailorSplint™ kyls ned blir slutprodukten en stark och rigid ortos som motstår bucklor, sprickor och rupturer. TailorSplint™ är ytbehandlat vilket förhindrar oavsiktlig vidhäftning. Ytan är puderaktig, vilket ger en fin finish. Materialet är giffritt, latexfritt och röntgengenomsläppligt.

Användningsområde

Tum-, finger- och handledsortoser, 3,2 mm även till arm- och benortoser, bas till dynamiska ortoser och ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
501160000	Beige	460 mm	4 ark	310 mm	1,6 mm	Massiv
501170000	Beige	610 mm	4 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
501180000	Beige	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv