


# Aliplast

En copolymerfoam som fäster mot sig själv. Materialet har en slät yta som är lätt att hålla ren. Lämpligt för applikationer som måste ligga direkt mot huden. Vacuumformbart. Värms i ugn 70-120°C. Blir klibbig om så önskas vid hög temperatur och vid lång tid i ugn. Finns i tre hårdhetsgrader.

## Användningsområde

Polstringsmaterial för ortoser och för tillverkning av t.ex. pelotter.



| Art.nr.   | Färg | Längd  | Förp.   | Bredd  | Tjocklek | Hårdhet   |
|-----------|------|--------|---------|--------|----------|-----------|
| 304160000 | Vit  | 12 m   | 1 rulle | 750 mm | 3 mm     | Hård 10   |
| 304000000 | Vit  | 900 mm | 1 ark   | 750 mm | 3 mm     | Mjuk 4E   |
| 304010000 | Vit  | 900 mm | 1 ark   | 750 mm | 6 mm     | Mjuk 4E   |
| 304050000 | Vit  | 35 m   | 1 rulle | 750 mm | 3 mm     | Mjuk 4E   |
| 304060000 | Vit  | 24 m   | 1 rulle | 750 mm | 6 mm     | Mjuk 4E   |
| 304100000 | Vit  | 600 mm | 1 ark   | 750 mm | 3 mm     | Medium 6A |
| 304110000 | Vit  | 600 mm | 1 ark   | 750 mm | 6 mm     | Medium 6A |
| 304150000 | Vit  | 600 mm | 1 ark   | 750 mm | 3 mm     | Hård 10   |