

Polypropene

Copolymerplast som är styv och seg och har god stabilitet. Värms i ugn i 200-210°C eller vacuumformas. Materialet fäster mot sig själv. Mindre ändringar kan göras med hjälp av värmepistol.

Användningsområde

Ortostillverkning.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
380390002	Vit	1200 mm	1 ark	600 mm	2 mm
380400003	Vit	1050 mm	1 ark	675 mm	3 mm
380410004	Vit	1050 mm	1 ark	675 mm	4 mm
380420005	Vit	1050 mm	1 ark	675 mm	5 mm