

ComfortKIT™ material

ComfortKIT är ett material med en inre kärna av så kallat "memory foam" som gör att det naturligt anpassar sig efter kroppsformen. När materialet vilar återgår det till sin ursprungliga form.

Användningsområde

Materialet används i polstringen comfortKIT™, som är avsedd för ToeOFF® och BlueROCKER®. Materialet kan med fördel användas som polstring till olika ortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
304220000	Svart	400 mm	1 ark	300 mm	10 mm