

Manosplint® skumpolster

Skumpolster med lätt tryckavlastande effekt. Används som polstring till ortoser. Polstringen har slutna celler och är lätt att rengöra. Materialet är självhäftande och sträckbart, vilket gör det lätt att applicera. Kan fästas direkt på ortosen eller användas för att lindra trycket på benutskott under gips. Den självhäftande baksidan får inte placeras direkt på huden därför ska den fästas t ex under gipsmaterialet på stockinetten. Finns i beige och svart samt i två tjocklekar.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
511280000	Svart	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm
511290000	Beige	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm
511310000	Svart	610 mm	3 ark	460 mm	6,4 mm
511320000	Beige	610 mm	3 ark	460 mm	6,4 mm