

# Fleecy Web

Extremt mjukt självhäftande material i 100 % bomull med mollskinnskänsla.  
Används som polstring till ortoser. Mycket töjbart och därför lätt att applicera i en färdig ortos.



| Art.nr.   | Färg | Längd  | Förp.   | Bredd  | Tjocklek |
|-----------|------|--------|---------|--------|----------|
| 511100000 | Rosa | 400 mm | 4 ark   | 225 mm | 2 mm     |
| 511040000 | Rosa | 3 m    | 1 rulle | 50 mm  | 2 mm     |