

Gel-polstring

Avlastande gel som inte kan komprimeras fullständigt. Lämplig för ortoser, handskar och skor. Fördelar trycket och minskar friktionen mot huden. Kan klippas till önskad storlek. Det rekommenderas att kanterna förseglas med t.ex. kirurgisk tejp efter tillklippning. Små variationer i färg kan förekomma.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
511400000	Gul	340 mm	1 ark	250 mm	3,2 mm
511410000	Gul	340 mm	1 ark	250 mm	4,8 mm
511420000	Gul	340 mm	1 ark	250 mm	6,4 mm