


Neoprene™

Latexfri neoprene med en nylonsida och en sida med mjuk velour mot vilken hårt kardborrband fäster lätt. Används till framställning av mjuka ortoser eller som ortosband. Är lätt elastiskt vilket ger god passform. Materialet bevarar värmen och bidrar till ökad genomblödning. Utmärkt för patienter med reumatologiska sjukdomar.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
511790000	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	2,0 mm
511800000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	2,0 mm
511810000	Beige	970 mm	1 ark	150 mm	3,2 mm
511840000	Blå	610 mm	1 ark	460 mm	3,0 mm
511890000	Grön	610 mm	1 ark	460 mm	1,0 mm