

Gipssax rostfri

En sax i hög kvalitet som klipper lätt i alla material. Nedre blad med fin sågtandning och skarpt vinklat övre blad. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är autoklaverbar.

Användningsområde

Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och gipsavgjutningar. Alla lågtermoplastiska material.



Art.nr.	Modell	Längd
512070000	Gipssax rostfri	18 cm
512080000	Gipssax rostfri	14 cm
512180000	Gipssax rostfri vänsterhänt	18 cm