

R-lite foam block

Handträningblock av T-Foam. Materialet har långsam återgång till sitt ursprung, vilket hjälper patienten att ej överanstränga sig. Finns i fyra olika hårdhetsgrader. Tvättas i varmt vatten med mild tvållösning.



Art.nr.	Mått	Färg	Förp.	Hårdhet
541300010	4,4x4,4x7,6 cm	Gul	32 styck	Extra mjuk
541300011	4,4x4,4x7,6 cm	Rosa	32 styck	Mjuk
541300012	4,4x4,4x7,6 cm	Blå	32 styck	Medium
541300013	4,4x4,4x7,6 cm	Grön	32 styck	Hård
541310000	4,4x4,4x7,6 cm	3 st av varje färg	12 styck	-