

Jamar® handdynamometer

Jamar Hydraulic Hand Dynamometer är ett enkelt och säkert verktyg för att kontrollera och utvärdera greppstyrka och handfunktion med praktiskt läckagesäker hydraulik och en isometrisk design för att säkerställa exakta, reproducerbara resultat, varje gång. Skala mellan 0 och 90 kg. Den är idealisk för rutinundersökning och ger terapeuten en enklare metod för att spåra och dokumentera patienternas framsteg. Jamar Hydraulic Hand Dynamometer levereras kalibrerad och har ett stötsäkert gummihölje som skyddar mätaren i rostfritt stål samt en handledsrem som förhindrar att man tappar den. Jamar kan användas för att mäta isometrisk kraft och toppstyrka med fem justerbara greppositioner. Detta hjälper till att mäta styrka och rehabilitering över tid.



Art.nr.	Modell
521000000	Jamar Handdynamometer
521010000	Kalibrering