

Jamar® Pinch Gauge

JAMAR Hydraulic Pinch Gauges är ett enkelt och säkert verktyg för att kontrollera och utvärdera fingerstyrka med mycket hög precision. Den är idealisk för rutinundersökning och ger terapeuten en enklare metod för att spåra och dokumentera patienternas framsteg. Till skillnad från konventionella pinch-mätare ger den unika designen patienten möjlighet att utföra ett äkta pinch-mönster eftersom terapeuten, inte patienten, stöder vikten på mätaren. Den röda indikatornålen stannar kvar på maximalt värde tills den återställs. Mäter klämkraft upp till 20 kg.



Art.nr.	Modell
521100000	Jamar Pinch Gauge