

Ödemhandske

Handsken är tillverkad av mjuk, silkeslen nylonlycra och har alla sömmar på utsidan. Handsken finns med hela fingrar eller i ¾ längd. Ger kompression för att lindra ödem i mjuka vävnader och smärta vid artrit. Handsken har en öppen slits i manschetten för enkel påtagning och mjuk passform. Ger 15–25 mmHg skonsam och jämn kompression av ödematös vävnad. Längden proximalt från handleden är 76 mm.



Mått

Omkrets MCP-Led.

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Förp.
535351009	Hela fingrar	XXS	10-11 cm	Vänster	1 styck
535351010	Hela fingrar	XS	11-14 cm	Vänster	1 styck
535351011	Hela fingrar	Small	14-17 cm	Vänster	1 styck
535351012	Hela fingrar	Medium	17-19 cm	Vänster	1 styck
535351013	Hela fingrar	Large	19-22 cm	Vänster	1 styck
535352009	Hela fingrar	XXS	10-11 cm	Höger	1 stk.
535352010	Hela fingrar	XS	11-14 cm	Höger	1 styck
535352011	Hela fingrar	Small	14-17 cm	Höger	1 styck
535352012	Hela fingrar	Medium	17-19 cm	Höger	1 styck
535352013	Hela fingrar	Large	19-22 cm	Höger	1 styck
535361009	Öppna fingrar	XXS	10-11 cm	Vänster	1 stk.
535361010	Öppna fingrar	XS	11-14 cm	Vänster	1 styck
535361011	Öppna fingrar	Small	14-17 cm	Vänster	1 styck
535361012	Öppna fingrar	Medium	17-19 cm	Vänster	1 styck
535361013	Öppna fingrar	Large	19-22 cm	Vänster	1 styck
535362009	Öppna fingrar	XXS	10-11 cm	Höger	1 stk.
535362010	Öppna fingrar	XS	11-14 cm	Höger	1 styck
535362011	Öppna fingrar	Small	14-17 cm	Höger	1 styck
535362012	Öppna fingrar	Medium	17-19 cm	Höger	1 styck
535362013	Öppna fingrar	Large	19-22 cm	Höger	1 styck