

Vacuumkuddar

Vacuumkudde fylld med små granulatkulor som formar sig när luften evakueras. Kan omformas genom att ventilen öppnas. Kudden har god vacuumstabilitet och låg vikt. Separata blå kuddvar kan beställas.

Användningsområde

Vid operationer och som stöd vid sittande. Kan också användas av tandläkare.



Art.nr.	Modell	Storlek	Färg
223930000	Vaccumkudde	55x30 cm	Vit
223940000	Vaccumkudde	55x65 cm	Vit
223950000	Vaccumkudde	55x85 cm	Vit
223960000	Vaccumkudde	40x50 cm	Vit
222750000	Enhandspump	-	-
263340000	Ventill till vacuumkudde	-	-