

# Urias splint

Urias splintar ger ett jämnt tryck på arm, ben, hand och fot. Splintarna är gjorda i dubbelt lager PVC och försluts med dragkedja. Det transparenta materialet ger kontroll över splintens position. OBS! Trycket får ej överstiga 40 mmHg.

## Användningsområde

Vid ödembehandling och proprioceptiv stimulering vid neurologisk rehabilitering.



| Art.nr.   | Modell                | Längd   |
|-----------|-----------------------|---------|
| 535100000 | Lång arm              | 80 cm   |
| 535110000 | Kort arm              | 70 cm   |
| 535120000 | Halv arm              | 53 cm   |
| 535130000 | Armbåge               | 40 cm   |
| 535160000 | Fot                   | 32 cm   |
| 535170000 | Ben stor              | 70 cm   |
| 535190000 | Hand                  | 20 cm   |
| 535180000 | Ben liten             | 60 cm   |
| 535150000 | Munstycke             | 100 st  |
| 535140000 | Filter till munstycke | 5 styck |