

Urias splint

Urias splintar ger ett jämnt tryck på arm, ben, hand och fot. Splintarna är gjorda i dubbelt lager PVC och försluts med dragkedja. Det transparenta materialet ger kontroll över splintens position. OBS! Trycket får ej överstiga 40 mmHg.

Användningsområde

Vid ödembehandling och proprioceptiv stimulering vid neurologisk rehabilitering.



Art.nr.	Modell	Längd
535100000	Lång arm	80 cm
535110000	Kort arm	70 cm
535120000	Halv arm	53 cm
535130000	Armbåge	40 cm
535160000	Fot	32 cm
535170000	Ben stor	70 cm
535190000	Hand	20 cm
535180000	Ben liten	60 cm
535150000	Munstycke	100 st
535140000	Filter till munstycke	5 styck