

Kinetec™ Spectra knä

Kinetec Spectra har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall -10° till 120° flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av.

Kinetec Spectra och Spectra XL är mellanmodellen, det som skiljer dessa två åt är att XL har en bredare och starkare maskin som även klarar större patienter (max 227 kg). Dessa båda har alla funktioner som Essential och även uppvärmningsprogram och timer. Denna kan även lätt uppgraderas till en Kompanion genom att köpa ett uppgraderingskit, med eller utan fotplatta.



Art.nr.	Modell	Material
406880000	Spectra XL	Plastpolstring
406640000	Spectra	Plastpolstring