

Kinetec™ Performa knä

Kinetec Performa är justerbar för patientlängd från 112 cm upp till 206 cm. Även denna maskin har lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll där alla inställningar görs. Maskinen tillåter även aktiv rörelse i både flexion och extension. Finns bl. a. med hygienisk plastpolstring, timer, rörelseintervall -3° till 130° flexion, förprogrammerbar för upp till 16 patienter, tillåter aktiv rörelse, justerbar längd.



Art.nr.	Modell	Material
406240000	Performa	Plastpolstring