

# VISSION™ Wrist Orthosis with thumb part

VISSION™ Wrist Orthosis with thumb part är en smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Ortosen är avsedd att begränsa rörelse i CMC- och MCP 1-lederna och positionera tummen i en funktionell position. Stödet begränsar samtidigt flexion i handleden. Ortosen har en formad plastskena på volarsidan. Tumdelen har ett extra band för ytterligare justering av tumgreppet.



## Användningsområde

Lätt till moderat instabilitet i CMC och MCP1, ligamentskador, inflammationer, degenerativa sjukdomar, trauma.

## Mått

Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
460311009	Med tumme	XX-Small	11 - 12 cm	Vänster	Svart
460311010	Med tumme	X-Small	12 - 13 cm	Vänster	Svart
460311011	Med tumme	Small	13 - 14 cm	Vänster	Svart
460311012	Med tumme	Medium	14 - 16 cm	Vänster	Svart
460311013	Med tumme	Large	16 - 19 cm	Vänster	Svart
460311014	Med tumme	X-Large	19 - 22 cm	Vänster	Svart
460312009	Med tumme	XX-Small	11 - 12 cm	Höger	Svart
460312010	Med tumme	X-Small	12 - 13 cm	Höger	Svart
460312011	Med tumme	Small	13 - 14 cm	Höger	Svart
460312012	Med tumme	Medium	14 - 16 cm	Höger	Svart
460312013	Med tumme	Large	16 - 19 cm	Höger	Svart
460312014	Med tumme	X-Large	19 - 22 cm	Höger	Svart